



蛋白质残留测试

侧流检测

ELISA

PCR

普通蛋白质

AlerTox® Sticks

GlutenTox® Pro

GlutenTox® Sticks Plus

AlerTox® ELISA

foodproof®

AllerSnap®

高灵敏度广谱蛋白质

🕒 5 - 30 分钟

PRO-Clean®

蛋白质

🕒 1 - 10 分钟

SpotCheck Plus

葡萄糖和乳糖

🕒 1 分钟

追踪食物、液体和表面的过敏原污染

可使用 AlerTox Sticks 检测的过敏原:

- 🥜 杏仁
- 🥛 酪蛋白
- 🦀 甲壳类动物
- 🥚 蛋
- 🐟 鱼
- 🌰 榛子
- 🥛 β-乳球蛋白
- 🌿 芥末种子
- 🌱 花生
- 🌱 芝麻
- 🍲 大豆
- 🥛 总乳
- 🌰 核桃

🕒 10 分钟

采用 G12 抗体技术, 通过 AOAC 认证



🕒 10 分钟

检测下限: 3 ppm (<20 ppm 被认为“无麸质”)

🕒 10 分钟

Hygiena® Cube Reader

提供可读与可追踪的定量或“通过/未通过”结果

Allerflow | Gluten

高灵敏度麸质特异性检测

🕒 10 分钟

- | | |
|----------|--------|
| 🥜 杏仁 | 🧫 溶菌酶 |
| 🥛 β-乳球蛋白 | 🍌 夏威夷果 |
| 🥛 酪蛋白 | 🥛 牛奶 |
| 🌰 腰果 | 🌿 芥末 |
| 🥥 椰子 | 🥚 清蛋白 |
| 🦀 甲壳类动物 | 🌱 花生 |
| 🥚 鸡蛋 | 🌱 开心果 |
| 🐟 鱼 | 🌱 芝麻 |
| 🌰 榛子 | 🍲 大豆 |
| 🦀 组胺 | 🌰 核桃 |
| 🌱 羽扇豆 | |

🕒 60 分钟

GlutenTox® ELISA

Gluten Tox® ELISA Rapid G12
GlutenTox® ELISA Competitive G12

🕒 90 分钟

🌱 芹菜

🌱 麸质

🌰 榛子

🌱 花生

🍲 大豆

🕒 180 分钟